

# **PyteQ**

治水即贴 保护伤口

微刺激的创可贴





—————————————————————————————————————	规格	特征
PyteQ(透析・导管用)	S 2.3cm×2.3cm L 3.6cm×3.6cm	吸收血液、消毒液的水分后,会转化成柔软的凝胶状,和穿刺部位紧密接合,止血并保护伤口。
PyteQ – KITOSAN PLUS – (透析・导管用)	S 2.3cm×2.3cm L 3.6cm×3.6cm	除了上述的机能,壳聚糖(KITOSAN) 能更有效的抑制出血。
PyteQ – KITOSAN PLUS – DENTAL (牙科口腔外科用)	2.5cm×0.7cm	通过血液、唾液凝胶化后,和生体组织紧密接合,结合壳聚糖的效用止血并保护伤口。
PyteQ MediPita(速干)	S 2.8cm×1.7cm L 3.6cm×3.6cm	吸收血液、消毒液的水分后,会转化 为柔软的凝胶状,和创伤部位紧密接 合,止血并保护伤口。
PyteQ MediPita(防水)	S 2.8cm×1.7cm L 3.6cm×3.6cm	在上述的机能上更增加了防水材料, 即使碰到少量的水也不用担心。

## 沾水即贴 次世代的止血材料

一般医疗器械 绵状创伤贴覆·保护材料



#### 没有感染危险!

不含哺乳动物由来的成分, 无毒! 仅使用医药品添加物的认可材料 因此会在生体内自然分解・溶解

#### 使用简单!

贴到创伤部位上即可

#### <u>原材料确保!</u>

所有原材料低价供应

#### 生产容易!

不需要特别的装置 可批量生产

### 目前上线的商品



治水即贴 保护伤口

## 微刺激的刨可贴

#### 商品化提案

PyteQ是新型生体接合型的医用材料。通过近200例的临床研究,安全高效的止血效果已得到检证。

因为具有良好的生物分解性、作为内用止血 材料、粘连防止材料也可发挥很好的作用。

目前有白色海绵状和透明薄膜两种类型。对于能一起合作开拓新的用途、商品化或有意商品开发、生产、销售的企业,敬请联系。



白色海绵状型



透明薄膜型



制造销售元金兰兄弟有限公司

〒164-0012 東京都中野区本町3-28-16 OMSビル

TEL:81 - 03 (4455) 9254

http://goldenorchidbrothers.com

咨询邮件:info@goldenorchidbrothers.com

详细请参阅 →: http://koyamayoshiyuki.com/

